


BIPOLAR Pacing Catheter

Temporärer Einschwemm-Stimulationskatheter

Temporary floating balloon catheter



Artikelbeschreibung

Temporärer bipolarer und röntgendichter Einschwemm-Stimulationskatheter für die temporäre transvenöse Stimulation mit Hilfe eines externen Herzschrittmachers.

Type: **Einschwemm-Stimulationskatheter**
 Durchmesser F (mm): 5 (1,67)
 Nutzbl. Katheterlänge: 110 cm
 Ballon-Durchmesser: max. 9 mm
 Flexibilität: weich
 Elektrodenabstand: 10 mm
 Elektrodenbreite: 3 mm

Lieferumfang: Einschwemm-Stimulationskatheter
 Spritze 0,75 cm³

Empfohlenes Einführbesteck: 6F

Product Description

Temporary bipolar and radiopaque floating balloon catheter for temporary transvenous stimulation by means of an external pacemaker.

Type: **Floating balloon catheter**
 Diameter F (mm): 5 (1.67)
 Usable lead length: 110 cm
 Balloon-Diameter: max. 9 mm
 Flexibility: soft
 Electrode distance: 10 mm
 Electrode width: 3 mm

Delivery volume: Floating balloon catheter
 Syringe 0,75 cm³

Recommended introducer set: 6F

Artikelbezeichnung Product name

Temporärer Einschwemm-Stimulationskatheter
 Temporary floating balloon catheter

Zubehör / Accessory

Verlängerungskabel / extension cable D 2-SP
 Verlängerungskabel weiß / extension cable white D 2P-SP
 Verlängerungskabel blau / extension cable blue D 2P-SP

Artikel-Nr. Article-no.

29207-BS

Stück Unit

5

81973

5

81986WS

5

81986BL

5

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
 Für Einmalgebrauch bestimmt!
 Goods supplied gas-sterilized.
 For single use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
 We reserve the right to make changes to reflect technical advancements.

Vertrieb durch / Distribution by:

OSYPKA AG

Earl-H.-Wood-Str. 1, 79618 Rheinfelden, Germany
 Tel. +49(0)7623 7405-0, Fax +49(0)7623 7405-213
 E-mail: mail@osypka.de, Internet: www.osypka.de

TM11190417DA1_BIPOLAR-Pacing-Catheter

Hersteller/

Manufacturer: Biosensors International Pte Ltd, Singapore

OSYPKA