

CERABLATE flutter®

Electrophysiology / RF Ablation Catheters



+++


Steuerbarer Ablationskatheter mit 8 mm GOLD-Spitze
Steerable Ablation Catheter with 8 mm GOLD-Tip

 **OSYPKA**
Technology for an active life

CERABLATE flutter®

Der neue **CERABLATE flutter®** ist ein speziell entwickelter HF-Ablations-Katheter mit einer 8 mm Gold-Spitze für die Behandlung von Vorhofflattern. Durch die Elektrodenanordnung wird ein sehr präzises und effektives Mapping mit hervorragender Signalqualität während der gesamten Prozedur gewährleistet. Durch das spezielle Elektrodenmaterial wird die Bildung von Thromben verringert, dadurch die Effektivität und vor allem die Patientensicherheit verbessert.

*The **CERABLATE flutter®** is a newly designed radiofrequency-powered ablation catheter with an 8 mm gold tip for the treatment of atrial flutter. The catheter features a special tip design where the second electrode is very close to the tip electrode, which is ideally suited for high-voltage mapping, an advanced technique in the treatment of atrial flutter. This unique design in combination with the gold tip aims to reduce thrombus formation, thus increasing patient safety and procedure efficacy for the treatment of these types of cardiac arrhythmias.*



Kurvenradius 270°
Full circle 270°




Elektrodenmaterial GOLD

Electrode material GOLD

- Gesteigerte Effizienz durch kürzere Ablationszeit
- Erheblicher Sicherheitszugewinn durch deutlich verminderte Koagelbildung
- Das Thermoelement in der Elektrodenhülle gibt Sicherheit durch genaue und sehr schnelle Messung
- Geringere Ablationsenergie auch bei komplizierten Prozeduren
- *Increased efficacy because of a reduction in ablation time*
- *Increase in patient safety because of reduced char formation*
- *Safety through fast and reliable temperature measurement via special temperature sensor in electrode tip*
- *Reduce ablation energy required even in complicated procedures*





CLASSIC-Bogenform
CLASSIC curve type

Steuerung

Steerability

- Ausgezeichnete Manövrierbarkeit durch den konstruktiven Aufbau in Verbindung mit den neuesten Materialien und Technologien
- 1:1-Bewegungsübertragung, hochpräzise Steuerung, minimaler Kraftaufwand, stabil und flexibel
- 270° Kurvenradius bietet bestmöglichen Kontakt zum Endokard
- *Steerability is optimized through intelligent catheter construction combined with state-of-the-art materials and latest technologies*
- *1:1 transfer of motion, high precision steerability, minimal force required, simultaneously stable and flexible*
- *Full circle 270° deflection offers excellent tissue contact*



Signalqualität

Signal Quality

- Die Anordnung der Tip- und Ringelektrode plus die Wahl der unterschiedlichen Materialien ergeben eine optimale Mischung aus Signalqualität und Wirkungsgrad.
- *Optimized tip and catheter electrode positions as well as the mix of precious metals result in ideal signal quality and effectiveness.*

CERABLATE

flutter®

Bestellinformationen / Ordering information:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Außen-Ø Outer Ø	Polanzahl No. of Poles	Polabstand Pole spacing	Bogenform Curve shape	Tip-Material Tip material	Kurven-Ø Curve Ø	Nutzbare Länge Usable length
283110	CERABLATE flutter®	7 F	4	0,5-4-1 mm	Classic	Gold	30 mm	110 cm
283111	CERABLATE flutter®	7 F	4	0,5-4-1 mm	Classic	Gold	45 mm	110 cm
283112	CERABLATE flutter®	7 F	4	0,5-4-1 mm	Classic	Gold	60 mm	110 cm
283113	CERABLATE flutter®	7 F	4	0,5-4-1 mm	Classic	Platin	30 mm	110 cm
283114	CERABLATE flutter®	7 F	4	0,5-4-1 mm	Classic	Platin	45 mm	110 cm
283115	CERABLATE flutter®	7 F	4	0,5-4-1 mm	Classic	Platin	60 mm	110 cm

Zubehör / Accessories:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Länge Length	Resterilisierbar (Anzahl) Resterilizable (Number)	Anschließbare Katheter Connectable Catheters	Anschließbarer Generator Connectable generator
81997	D 389	1,50 m	Nein / no	CERABLATE flutter®	OSYPKA HAT300 Pin Box
82000	D 389-CW	2,00 m	Nein / no	CERABLATE flutter®	Stockert, EpShuttle
82001	D 389-IBI	2,00 m	Nein / no	CERABLATE flutter®	SJM, T11 / Ampere
82002	TX-HAT500	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE flutter®	OSYPKA, HAT500
82003	TX-IBI	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE flutter®	SJM, T11 / Ampere
82004	TX-SMARTABLATE	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE flutter®	Stockert, Smartablate
82005	TX-Qubic/EpShuttle	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE flutter®	Stockert, EpShuttle ; Biotronik, Qubic



Für den Einmalgebrauch bestimmt!
For single use only!



EO-Sterilisiert
EO-sterilized



Gebrauchsanleitung beachten
Consult instructions for use

OSYPKA
Technology for an active life